

Daglig maskinkontroll**Endoskopdiskmaskin**

Avdelning:

Nyckelperson:

Schema för månad/år:

Typbeteckning:

Maskinnr.:

Internt reg. nr:

Kontrollera:

Att diskarmarna kan rotera och att dysorna är rena

Att det inte är beläggningar i diskutrymmet

Att filtret i botten av diskutrymmet är rent

Att läcktestslangar och packningar är OK

Att kemikaliedunkarna inte är tomma

Notera:Varje dag: Signatur när daglig kontroll är utfördVarje vecka: Avläsning-kemi, datum och signatur

Avläsning kan vara:

-Tuschstreck på dunk

-cm från toppen/botten, -vikt

OBS! Följ endoskopfabrikantens anvisningar angående underhåll och manuell kontroll av skopen.**OBS! Följ alltid maskinfabrikantens anvisningar angående handhavande och underhåll av maskinen.****OBS! Driftproblem, reparationer, service, ev. byte av kemityp m.m. noteras i maskinens loggbok.**

1. Vecka	1	2	3	4	5	6	7
Kontroll utförd (signatur)							
Förbrukning:	Avläsning:	Avl. datum:	Signatur:	Anm.:			
Diskmedel:							
Sköljmedel:							
Annat:							
2. Vecka	1	2	3	4	5	6	7
Kontroll utförd (signatur)							
Förbrukning:	Avläsning:	Avl. datum:	Signatur:	Anm.:			
Diskmedel:							
Sköljmedel:							
Annat:							
3. Vecka	1	2	3	4	5	6	7
Kontroll utförd (signatur)							
Förbrukning:	Avläsning:	Avl. datum:	Signatur:	Anm.:			
Diskmedel:							
Sköljmedel:							
Annat:							
4. Vecka	1	2	3	4	5	6	7
Förbrukning: (signatur)							
Förbrukning:	Avläsning:	Avl. datum:	Signatur:	Anm.:			
Diskmedel:							
Sköljmedel:							
Annat:							
5. Vecka	1	2	3	4	5	6	7
Kontroll utförd (signatur)							
Förbrukning:	Avläsning:	Avl. datum:	Signatur:	Anm.:			
Diskmedel:							
Sköljmedel:							
Annat:							

